

Angebot / offer

Gerätetyp / devices typ: Olympus GF-UMQ 130

Baujahr / year: 2000 / komplett überarbeitet (rework) 2008

SN: 1000321

Bild / image: gutes Bild / good image

Zustand / state: guter Zustand / good state

Preis / price: netto Verhandlungssache ,,-Euro

Spezifikationen / specifications:

- Endoskope / endosope: Blickwinkel (field of view) 100°,
- Einführschlauch Arbeitslänge (insertion tube working length) 1250mm,
Durchmesser (diameter) 10.5mm (12.7),
Biopsykanaldurchmesser (biopsy channel inner diameter) 2.2mm
- Ultraschallsystem (ultrasonic system)
Mechanik (mechanical) radial (360°), 7.5 / 20 MHz

Garantiezeit: 3 Monate

