

NEW

msi[®]
e n d o s c o p y

MSI LED Kalt-Lichtquelle 250 *MSI LED Cold light source 250*

Sehr kompakte und helle LED Lichtquelle, gleichmäßige Ausleuchtung, vergleichbar mit einer 250 Watt Halogenlichtquelle, Hochleistungsdiode weiß, mit aktiver Kühlung, Farbtemperatur ca. 5.800 K, Lampenlebensdauer ca. 50.000 Stunden, Stromversorgung 90-240 Volt 50-60 Hz, ca. 50 Watt Abmessungen: 200 x 230 x 120mm

Very compact and bright LED Light source, even illumination, comparable with a 250 Watt halogen light source, high-performance diode white, with active cooling, colour temperature approx. 5.800 K, lamp durability approx. 50.000 hours, power supply 90-240 Volt 50-60 Hz, approx. 50 Watt Dimensions: 200 x 230 x 120mm



N

E

W

msi[®]
e n d o s c o p y

**MSI MedServ International
Deutschland GmbH**
Escad-Straße 3
D-88630 Pfullendorf

Phone: ++49 7552/936 - 570
Fax: ++49 7552/936 - 569
info@medservinternational.de
www.medservinternational.de