



msi[®]
e n d o s c o p y

!NEU! KARPALTUNNEL ENDOSKOP !NEU!

!NEW! CARPAL TUNNEL ENDOSCOPE !NEW!

für die endoskopische
Minimal-Karpaltunnel-Operation

- exzellente Qualität
(deutsche Herstellung)
- autoklavierbar 134°
- reparaturfreundlich
- alle Verbindungen sind lasergeschweißt
- eingelötetes Saphirglas
- getrenntes Optik- und Fasersystem
- Durchmesser: 2,9mm
- Blickrichtung: 30°
- Blickwinkel: 80°
- Länge: 56mm

Das Endoskop wurde nach den Angaben
der EG Richtlinie 93/42/EWG entwickelt.

Artikel Nr. 17 29 30

*for the endoscopic
minimal-carpal tunnel-operation*

- excellent quality
(made in Germany)
- autoclavable 134°
- easy to repair
- all connections are laser-welded
- sapphire lens is soldered
- separated optic- and fiber system
- diameter: 2,9mm
- direction of view: 30°
- angle of view: 80°
- length: 56mm

*The scope has been developed by
the EG requirements 93/42/EWG.*

Item no. 17 29 30



msi[®]
e n d o s c o p y

**msi MedServ International
Deutschland GmbH**

Escad- Straße 3
D - 88630 Pfullendorf
Phone: ++49 7552/936 570
Fax: ++49 7552/936 569

Carl-Benz-Straße 7
D - 24568 Kaltenkirchen
Phone: ++49 4791/910 780
Fax: ++49 4791/910 7878

info@medservinternational.de
www.medserinternational.de