




KARPALTUNNEL ENDOSKOP

CARPAL TUNNEL ENDOSCOPE

Arbeitslänge	Working length	56 mm
Durchmesser	Diameter	2,9 mm
Blickwinkel	Direction of View	80°
Artikel Nr.	Product No.	17 29 30



für die endoskopische Minimal-Karpaltunnel-Operation

- exzellente Qualität (deutsche Herstellung)
- autoklavierbar 134°
- reparaturfreundlich
- alle Verbindungen sind lasergeschweißt
- eingelötetes Saphirglas
- getrenntes Optik- und Fasersystem
- Durchmesser: 2,9mm
- Blickrichtung: 30°
- Blickwinkel: 80°
- Länge: 56mm

Das Endoskop wurde nach den Angaben der EG Richtlinie 93/42/EWG entwickelt.

Artikel Nr. 17 29 30



for the endoscopic minimal-carpal tunnel-operation

- excellent quality (made in Germany)
- autoclavable 134°
- easy to repair
- all connections are laser-welded
- sapphire lens is soldered
- separated optic- and fiber system
- diameter: 2,9mm
- direction of view: 30°
- angle of view: 80°
- length: 56mm

The scope has been developed by the EG requirements 93/42/EWG.

Item no. 17 29 30